

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**APT. S7028**

## БАНДАЖ НА ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

- Сокращает риск возникновения травм, растяжений, разрывов и нестабильности. Обеспечивает компрессию ослабленного или подверженного большой нагрузке голеностопа.
- Прилегающая конструкция и регулируемые застежки-липучки гарантируют комфортное прилегание и стабилизацию во время занятий, а также максимальный комфорт и легкость в применении.
- Аэропрен обеспечивает амортизацию ударов, динамическую компрессию и воздухопроницаемость во время длительного использования.
- Конструкция с открытым носком и пяткой не ограничивает свободу движения.
- Универсальный размер (один размер подходит большинству).
- Подходит для левой и правой ноги.

### Показания к применению:

- Бандаж на голеностопный сустав обеспечивает дополнительную поддержку и компрессию во время занятий спортом и активного отдыха. Помогает уменьшить чрезмерное подошвенное сгибание, а также выворот стопы внутрь и вывих лодыжки, связанные с повреждениями связок и нестабильностью лодыжки. Фиксация и компрессия, которые обеспечивает бандаж на голеностопный сустав, способствует быстрому заживлению поврежденных связок, предупреждает повторное травмирование сустава.
- Обеспечивает фиксацию и компрессию голеностопного сустава. Применяется при травмах сустава, артрозах, артритах, повреждениях связок, а также в период реабилитации после гипсовой повязки.
- Рекомендуется при слабых или нестабильных голеностопах, при растяжениях, вывихах суставов.
  - Применяется для профилактики привычных вывихов или травм во время занятий спортом.
  - Обеспечивает комфортную поддержку и компрессию для улучшения кровообращения, уменьшения боли, ускорения заживления и поддержания гибкости голеностопного сустава.
  - Анатомическая форма с открытой пяткой более удобна для ежедневного использования.
  - Дышащий неопрен уменьшает боль благодаря согревающему и микро массажному действию
  - Уменьшает боль при растяжениях или
  - Способствует процессу заживления после травмы.

### Противопоказания:

Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

Наименование измерения	Размер	Максимальное отклонение
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	
Обхват голеностопа, см	16 - 31	± 1,0 см

### Схема надевания:

для правой ноги

для левой ноги



**Уход за изделием:** Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

**Меры предосторожности:** Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

**Состав:** аэропрен-60%, хлопок-15%, полиэстер-20%, латекс-5%.

**Условия хранения:** хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

**Дата производства:** см. на упаковке.

**Размер:** универсальный размер.

Медтех Суис ЛТД, 5300, Болгария, г. Габрово, ул. консервна, 15, тел.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch  
medpack-group.com, dr-frei.com