

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

APT. S8514

БАНДАЖ НА ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ РЕГУЛИРУЕМЫЙ

- Бандаж облегчает боль благодаря фиксации и компрессии поврежденного сустава.
- Дышащий эластичный материал гарантирует умеренную фиксацию и стабилизацию лучезапястного сустава.
- Обеспечивает терапевтическую тепловую и компрессионную поддержку лучезапястного сустава.
- Застежка-липучка регулирует степень компрессии запястья и обеспечивает комфортную посадку и стабилизацию во время занятий.
- Внутренний слой изготовлен из мягкой хлопчатобумажной ткани для комфорта.
- Универсальный размер (один размер подходит для большинства).
- Подходит для левой и правой руки.

Показания к применению:

Болевой синдром при травмах и заболеваниях лучезапястного сустава. Ограничение подвижности сустава при травмах, ушибах и растяжениях связок. Хронические воспаления сухожилий. Состояние после травм и/или операций. Высокие производственные нагрузки на запястье (вибрация, вращение, подъем тяжестей). Профилактика травм сустава при занятиях спортом.

• Воздухопроницаемый материал (аэропрен) сохраняет тепло, не препятствуя дыхательной функции кожи (защита, терморегуляция, т.д.), улучшает кровообращение, обеспечивает максимальный комфорт при использовании

- Эластичная петля повышает удобство при надевании
- Подходит для левой и правой руки

Противопоказания:

Воспалительные заболевания кожи в области применения изделия, индивидуальная непереносимость материалов, из которых изготовлено изделие.

Наименование измерения	Размер	Максимальное отклонение
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	
Обхват кисти, см	14 - 24	± 1,0 см

Схема надевания:

для левой руки



для правой руки



Уход за изделием: Стирать мягкими моющими средствами при температуре не выше +35° С. При стирке и полоскании не тереть и не выкручивать. Сушить вдали от источников тепла. Не гладить. Не отбеливать (не использовать отбеливающие моющие средства, содержащие хлор). Не подвергать сухой химической чистке.

Меры предосторожности: Использовать изделие исключительно по назначению. Смена режима или времени ношения должна осуществляться только по рекомендации Вашего врача. Не рекомендуется надевание изделия в течение 30 минут после применения местных разогревающих мазей.

Состав: аэропрен-65%, хлопок-15%, полиэстер-20%.

Условия хранения: хранить в сухом месте, при температуре от +5°С до +40°С, беречь от прямых солнечных лучей.

Дата производства: см. на упаковке.

Размер: универсальный размер.

Медтех Суис ЛТД, 5300, Болгария, г. Габрово,
ул. Консервна, 15, тел.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch
medpack-group.com, dr-frei.com